## 复苏:

- 1. 将人脂肪间充质干细胞冻存管从液氮中取出,置于 37℃水浴中使之迅速 融解,取出后拿到超净台内用 75%酒精擦拭冻存管旋口处及外壁,防止 污染。
- 2. 将冻存管内细胞悬液转移至含 3-4 ml 人间充质干细胞(hMSC)完全培养液的 15 ml 离心管内,以 1000 rpm,离心 5 min。
- 3. 离心后将上清液吸除,另加入新鲜的人间充质干细胞完全培养液 2 ml, 吹打悬浮。
- 4. 轻轻吹打,制成单细胞悬液,尽量避免气泡。
- 5. 按照人脂肪间充质干细胞说明书中建议复苏培养体系转移至一个 T25 培养瓶中培养,加入培养液 6 ml。
- 6. 放入37℃培养箱内培养。
- 7. 复苏第二天观察,如死细胞较多,更换新鲜的人间充质干细胞完全培养 液,可以使细胞生长的更好。

## 传代:

备注 1: 由于人间充质干细胞完全培养液是低血清培养液,需要提前取少量人间充质干细胞完全培养液,额外加入 10% FBS,作为胰酶消化终止液使用。

备注 2: 细胞不能太密集,否则容易分化。

- 1. 待细胞长到 70%-80%满时进行传代(见**备注 2**),一般 3-5 天,具体视细胞生长情况而定。
- 2. 吸除废液。
- 3. 用 PBS (不含钙镁离子) 轻轻冲洗一遍。
- 4. 加入 1-2 ml 的 0.05% 胰酶 (含 EDTA) 至培养瓶,轻轻晃动,使胰酶覆盖底面,置于 37℃培养箱内消化细胞。
- 5. 在显微镜下观察, 直至细胞层全部脱落(一般需要 1-2 min)。
- 6. 加 2 ml 胰酶消化终止液(即备注 1 中: 额外加入 10% FBS 的人间充质于细胞完全培养液)终止消化。
- 7. 1000 rpm 离心 5 min, 去上清,加入人间充质干细胞完全培养液 2 ml。
- 8. 多次轻轻吹打细胞,制成单细胞悬液。
- 9. 按照 1:2-1:3 的比例进行传代。
- 10. 放入 37℃培养箱内培养。

## 冻存:

- 1. 按传代的方法将细胞消化下来,制成细胞悬液。
- 2. 以 1000 rpm, 离心 5 min, 弃上清,逐滴加入已经预冷的冻存液,悬浮细胞。
- 3. 按每支冻存管内加入 500 ml 细胞悬液分装到冻存管内,标记细胞名称、代数、冻存日期等基本信息。

4. 将冻存管置于程序降温盒内,-80℃过夜,转入液氮。

冻存液配方:人间充质干细胞完全培养液 60%, FBS 30%, DMSO 10%